




Belangrijk Voor u begint

- Uw (huis)arts heeft u voor onderzoek van uw ontlasting verwezen naar Clinical Diagnostics Nederland. Met deze iFOBT test kan bepaald worden of er (onzichtbare) spoortjes bloed in uw ontlasting aanwezig zijn.
- Neem de ontlasting af op de dezelfde dag dat u het inlevert bij of opstuurt naar Clinical Diagnostics Nederland.

Stap 1 Start



- **In deze afnameset vindt u:**
 - Opvangpapier voor het opvangen van de ontlasting
 - Afnamebuisje voor het verzamelen van de ontlasting
 - Verzendmateriaal: absorptiemateriaal, safetybag en retourenvelop.

Stap 2a Voorkom contact




- Gebruik altijd het opvangpapiertje voor opvang van de ontlasting. Dit voorkomt contact met water en vervuiling met urine en schoonmaakmiddelen uit het toilet.

Stap 2b Ontlasting opvangen



- Plak het opvangpapier op de toiletbril. Volg hiervoor de instructies op het opvangpapier.
- Laat wat ontlasting vallen op het papiertje.

Stap 3a Buisje openen




- Maak het buisje open door de groene dop linksom te draaien.
- Trek de dop omhoog.

Stap 3b Monster




- Aan het dopje zit een staafje met groeven, daarmee kunt u het monster nemen.

Stap 3c Ontlasting verzamelen




- Haal het staafje (alleen het geribbelde gedeelte) vier keer door de ontlasting.
- Als de ontlasting erg hard is, kunt u het staafje 5 á 6 keer in de ontlasting prikken.

Stap 3d Terugstoppen en schudden



- Stop het staafje terug in het buisje.
- Druk het dopje stevig aan, tot de klik.
- Schud het buisje een aantal keer.

Stap 3e Doorspoelen



- Maak de plakranden op de toiletbril los en laat het opvangpapier met de ontlasting in het toilet zakken.
- Wacht even tot het papier zacht wordt en spoel door.



Stap 4 Gegevens noteren



Noteer op de sticker op het buisje bij:

- N:** uw naam.
- A:** uw geboortedatum.
- S:** uw geslacht (M = man, F= vrouw).
Doorhalen wat niet van toepassing is.
- D:** de datum waarop u de ontlasting geproduceerd heeft.

Stap 5a Aanvraagformulier



- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.

Stap 5b Verzamelen



- Stop het buisje samen met het absorptiemateriaal in het groene zakje.
- Verwijder de plakstrip van het groene zakje en plak het zakje dicht.

Stap 5c Verzendklaar maken



- Doe het groene zakje samen met het aanvraagformulier in de retour-envelop en plak de envelop dicht.

Stap 5d Verzenden



- Geef de retourenvelop op de dag van afname af bij de afnamelocatie (voorkeur) of verstuur per post.
Frankeren is niet nodig.

Belangrijk Let op

- Buisjes zonder bovenstaande gegevens en aanvraagformulier worden niet in behandeling genomen.